

Qualitätsindikatoren HSM-Aggregatwechsel Jahresauswertung 2011

Qualitätsindikator	2011	
	Referenz- bereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats		
AAI oder VVI: unter 4 Jahre	Sentinel Event	2,3% ¹
AAI oder VVI: über 6 Jahre	>= 75,0%	93,0%
VDD oder DDD: unter 4 Jahre	Sentinel Event	0,0%
VDD oder DDD: über 6 Jahre	>= 50,0%	90,0%
Patienten mit dokumentierter gültiger Laufzeit	>= 90,0%	100,0%
QI 2: Eingriffsdauer bis 60 Minuten		
	>= 80,0%	100,0%
QI 3: Chirurgische Komplikationen		
	<= 1,0%	0,0%
QI 4: Intraoperative Reizschwellenbestimmung		
Vorhofsonden	>= 80,7%	100,0%
Ventrikelsonden	>= 85,0%	100,0%
QI 5: Intraoperative Amplitudenbestimmung		
Vorhofsonden	>= 77,8%	100,0%
Ventrikelsonden	>= 83,5%	100,0%

¹ Fallzahl 1 von 43

Lediglich bei einem Fall lag die Laufzeit des Schrittmacheraggregates unter 4 Jahren, infolge einer chronisch erhöhten ventrikulären Reizschwelle.

Quelle:

Jahresauswertung 2011 – 09/2 HSM-Aggregatwechsel Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH