

Qualitätsindikatoren HSM-Aggregatwechsel

Jahresauswertung 2013

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats		
unter 4 Jahre bei Einkammersystem (AAI, VVI)	Sentinel Event	0,0 Fälle
über 6 Jahre bei Einkammersystem (AAI, VVI)	$\geq 75,0\%$	92,30%
unter 4 Jahre bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	Sentinel Event	0,0 Fälle
über 6 Jahre bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	$\geq 50,0\%$	93,10%
Dokumentation der Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats	$\geq 90,0\%$	100,00%
QI 2: Eingriffsdauer bis 45 Minuten		
	$\geq 60,0\%$	98,00%
QI 3: Intraoperative Reizschwellenbestimmung		
Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Vorhofsonde	$\geq 84,2\%$	100,00%
Intraoperative Reizschwellenbestimmung der Ventrikelsonden	$\geq 88,4\%$	100,00%
QI 4: Intraoperative Amplitudenbestimmung		
Intraoperative Amplitudenbestimmung der Vorhofsonde	$\geq 87,2\%$	100,00%
Intraoperative Amplitudenbestimmung der Ventrikelsonden	$\geq 87,9\%$	100,00%
QI 5: Chirurgische Komplikationen		
	$\leq 1,0\%$	0,00%
QI 6: Sterblichkeit im Krankenhaus		
	Sentinel Event	0,0 Fälle

Quelle: Jahresauswertung 2013 - 09/2 HSM-Aggregatwechsel
Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH