

Qualitätsindikatoren HSM-Aggregatwechsel

Jahresauswertung 2014

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats		
unter 4 Jahre bei Einkammersystem (AAI, VVI)	Sentinel Event	0,0 Fälle
über 6 Jahre bei Einkammersystem (AAI, VVI)	$\geq 75,0\%$	92,31%
unter 4 Jahre bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	Sentinel Event	0,0 Fälle
über 6 Jahre bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	$\geq 50,0\%$	96,30%
Dokumentation der Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats	$\geq 90,0\%$	99,11%
QI 2: Eingriffsdauer bis 45 Minuten		
	$\geq 60,0\%$	100,00%
QI 3: Qualitätsindex zur Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden		
	$\geq 95,0\%$	99,77%
QI 4: Chirurgische Komplikationen		
	$\leq 1,0\%$	0,00%
QI 5: Sterblichkeit im Krankenhaus		
	Sentinel Event	0,0 Fälle

Quelle: Jahresauswertung 2014 - 09/2 HSM-Aggregatwechsel
Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH