

Qualitätsindikatoren HSM-Aggregatwechsel
 Jahresauswertung 2015

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats		
unter 4 Jahren bei Einkammersystem (AAI, VVI)	Sentinel Event	0,00 Fälle
über 6 Jahre bei Einkammersystem (AAI, VVI)	>=75,00%	92,31%
unter 4 Jahren bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	Sentinel Event	0,00 Fälle
über 6 Jahre bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	>=50,00%	94,37%
Dokumentation der Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats	>=90,00%	100,00%
QI 2: Eingriffsdauer bis 45 Minuten		
	>=60,00%	100,00%
QI 3: Qualitätsindex zur Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden		
	>=95,00%	100,00%
QI 4: Chirurgische Komplikationen		
	<=1,00%	0,00%
QI 5: Sterblichkeit im Krankenhaus		
	Sentinel Event	0,00 Fälle

Quelle:
 BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit
 Jahresauswertung 2015 der Praxisklinik Herz und Gefäße
 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel