

Qualitätsindikatoren ICD-Aggregatwechsel

Jahresauswertung 2013

| Qualitätsindikator | Referenzbereich | Ergebnis Praxisklinik |
|---|-----------------|-----------------------|
| QI 1: Laufzeit des alten Defibrillator-Aggregats unter 3 Jahre bei: | | |
| Einkammersystem (VVI) | nicht definiert | 0,00% |
| Zweikammersystem (VDD, DDD) | nicht definiert | 0,00% |
| CRT-System | nicht definiert | 0,00% |
| QI 2: Eingriffsdauer bis 60 Minuten | | |
| | $\geq 60,0\%$ | 100,00% |
| QI 3: Intraoperative Reizschwellenbestimmung | | |
| Vorhofsonden | $\geq 95,0\%$ | 100,00% |
| Ventrikelsonden | $\geq 95,0\%$ | 100,00% |
| QI 4: Intraoperative Amplitudenbestimmung | | |
| Vorhofsonden | $\geq 95,0\%$ | 100,00% |
| Pace/Sense-Sonden (1. oder 2. Ventrikelsonde) | $\geq 95,0\%$ | 100,00% |
| QI 5: Chirurgische Komplikationen | | |
| | Sentinel Event | 0,0 Fälle |
| QI 6: Sterblichkeit im Krankenhaus | | |
| | Sentinel Event | 0,0 Fälle |

Quelle: Jahresauswertung 2013 - 09/5 ICD-Aggregatwechsel
Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH