

Qualitätsindikatoren ICD-Aggregatwechsel
Jahresauswertung 2015

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Laufzeit des alten Defibrillator-Aggregats unter 3 Jahre bei:		
Einkammersystem (VVI)	Sentinel Event	0,00%
Zweikammersystem (VDD, DDD)	Sentinel Event	0,00%
CRT-System	Sentinel Event	4,55% (1/22)
QI 2: Eingriffsdauer bis 60 Minuten		
	>=60,00%	100,00%
QI 3: Qualitätsindex zur Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden		
	>=95,00%	100,00%
QI 4: Chirurgische Komplikationen		
	<=1,00%	0,00%
QI 5: Sterblichkeit im Krankenhaus		
	Sentinel Event	0,00 Fälle

Quelle:

BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit
Jahresauswertung 2015 der Praxisklinik Herz und Gefäße
Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel